
Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан»



Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10453 от 7.11.2014

Предназначен для применения в неврологических отделениях, кабинетах функциональной диагностики, спортивной медицине и для научных исследований



 Современные достижения электроники и беспро– водные технологии позволяют осуществлять качественную регистрацию миографических сигналов и вызванных потенциалов, а также обеспечивают удобство врача при проведении исследований.







Широкий спектр функциональных возможностей прибора обеспечивается сочетанием вариантов программно-методического обеспечения и модификаций нейромиографа

Технические характеристики



- беспроводной интерфейс Bluetooth для взаимодействия с пультом дистанционного управления и педальным переключателем;
- формирователи сигналов фото-, фоно- и электростимуляции;
- вход/выход синхронизации для подклю чения датчика шахматного паттерна, маг нитного стимулятора и других устройств;
- частота квантования до 200 кГц на канал;
- разрядность АЦП 16 бит;
- чувствительность: 0,2 10 000 мкВ/дел (15 градаций);
- входной импеданс: 100/20 МОм/пФ;
- уровень шума не более 0,6 мкВ в полосе частот 10 Гц – 10 кГц;
- отключаемый адаптивный фильтр сетевой помехи:
- коэффициент подавления синфазной помехи не менее 110 дБ на частоте 50 Гц;
- нижняя граница полосы пропускания: 0,01-300 Гц;
- верхняя граница полосы пропускания:
 10 Гц 20 кГц.

Только у нас!

Беспроводная связь блока пациента с пультом дистанционного управления и педальным переключателем уменьшает количество проводных соединений и повышает удобство при проведении исследований для врача и пациента

Пульт дистанционного управления (ПДУ), совмещёный с электростимулятором

Значительно упрощает проведение многократных стандартных исследований без обращения к клавиатуре и мыши компьютера.

- «Быстрый старт» новой методики с помощью ПДУ ускоряет анализ смешанных и симметричных нервов или мышц;
- кнопки и регулятор-колесо ПДУ имеют различное функциональное назначение для каждой из методик исследований, что позволяет оптимизировать выполнение основных действий в каждой методике;
- связь ПДУ с блоком пациента по интефейсу Bluetooth;
- питание ПДУ и электростиулятора 2 аккумуляторные батареи типа АА.

меют ние для каждой явет оптимизировать кдой методике; интефейсу Bluetooth; — 2 аккумуляторные батареи типа AA.


Беспроводной педальный переключатель

существенно упрощает ход миографического исследования, обеспечивая оперативное управление режимами записи данных и стимуляцией, и полностью освобождая руки для манипуляций с электродами.

Генератор шахматного паттерна

- Стимуляция шахматным паттерном обеспечивается на дополнительном 2-м мониторе Windows. Точная синхронизация стимуляции с сигналами зрительных ВП обеспечивается специальным датчиком, размещённым на экране монитора и подключенным ко входу Trig In/Out нейромиографа.
- При других методиках исследований второй монитор позволяет удобно разместить сигнальные окна, таблицы и т.п.

Основные методики электромиографических исследований





Алгоритм режекции артефакта стимуляции позволяет записать ответы коротких нервов.

> Интегральные таблицы компактно отображают количество и результаты проведенных тестов, что позволяет врачу определить необходимость проведения и выбор типа дальнейших тестов.

Библиотека нозологически ориентированных сценариев исследований позволяет экономить время при типовых исследованиях.

Н-рефлекс






Поверхностная одноканальная ЭМГ позволяет оперативно исследовать большое число мышц с применением различных нагрузок.

Поверхностная многоканальная ЭМГ позволяет исследовать взаимную работу группы мышц, рассчитать коэффициенты реципрокности, синергии и адекватности.



Игольчатая ЭМГ позволяет записать активность введения, спонтанную активность, ПДЕ и интерференционный паттерн.






Мигательный рефлекс

Наглядная графическая форма представления результатов отражает уровень поражения.



Исследования вызванных потенциалов





Слуховые ВП



- коротколатентные (КСВП/ВАЕР)
- среднелатентные (ССВП/МАЕР)
- длиннолатентные (ДСВП/LAEP)


Удобный полу автоматичес кий алгоритм подбора ин дивидуального порога слышимости.

Зрительные ВП на вспышку света



Фотостимуляция осуществляется с помощью оригинальных «очков» на основе светодиодов.

Соответствие стандарту ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology) "Visual evoked potentials standard".



Соматосенсорные ВП коротколатентные (КССВП/SSEP)длиннолатентные (ДССВП/LSEP)

Некоторые датчики и электроды из комплекта поставки



Контактная информация

347900 Россия, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 68 **Тел.:** +7 (8634) 62–62–42, 62–62–43, 62–62–44

Факс: +7 (8634) 61–54–05 **e-mail:** office@medicom-mtd.com

Смотри каталоги продукции на сайте www.medicom-mtd.com

reacor.ru reacor-next.ru egoscop.ru apnox.ru