


ФИО врача	Петров П.А.				
ФИО пациента	Иванов И.И.	Возраст	55	Дата рождения	01.01.1960
Методика	Апнокс-04				

**Заключение врача**

Синдром апноэ/гипопноэ сна тяжелой степени, ИАГ = 39.8/ч. (N<5). Общее количество эпизодов дыхательных нарушений - 118, из них апноэ - 11, гипопноэ - 107.

Регистрировался храп: количество – 2, индекс храпа – 0.7/ч. Минимальный уровень сатурации кислорода в крови – 82% (N>90%). Средний уровень сатурации кислорода в крови в норме (N>92%). 97.9%.

Индекс ЭЭГ-активаций – 0.0/ч. (N<21).

**Статистика сна**

Расчетный параметр	Значение	Расчетный параметр	Значение
Общие данные по исследованию		Индекс	
Дата проведения исследования	Январь 23, 2017	Количество апноэ	11
Свет выключен (чч:мм)	13:40	Количество гипопноэ	107
Свет включен (чч:мм)	16:38	Количество апноэ+гипопноэ	118
Общее время анализа (ОВА) (чч:мм)	02:57	Индекс апноэ	3,7
		Индекс гипопноэ	36,1
		Индекс апноэ + гипопноэ	39,8
		Количество храпа	2
		Индекс храпа	0,7
		Количество автономных активаций	261
		Индекс автономных активаций	88,1

**Данные по положениям тела**

Длительность нахождения в положении тела	Время	% от ОВА
"На спине"	00:03:10	98
"На левом боку"	00:03:10	2
"На правом боку"	00:00:00	0
"На животе"	00:00:00	0

**Статистика дыхательных нарушений**

Событие	Кол-во	Длительность, мин	% от ОВА	Индекс, /час	Ср. длит., с	Макс. длит., с
Апноэ	11	3	6,2	3,7	19	32
Обструктивное гипопноэ	0	0	0,0	0,0	0	0
Центральное гипопноэ	0	0	0,0	0,0	0	0
Гипопноэ	107	39	60,2	36,1	22	69
Гипопноэ всего	107	39	60,2	36,1	-	-
Апноэ + Гипопноэ	118	42	13,1	39,8	-	-

Событие, Количество	На спине	Индекс На спине, /час	Не на спине	Индекс Не на спине, /час	На правом боку	Индекс На правом боку, /час	На левом боку	Индекс На левом боку, /час	На животе	Индекс На животе, /час
Апноэ	10	3,8	1	18,9	0	0,0	1	18,9	0	0,0
Обструктивное гипопноэ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Центральное гипопноэ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Гипопноэ	107	36,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Гипопноэ всего	107	36,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Апноэ + Гипопноэ	117	40,2	1	18,9	0	0,0	1	18,9	0	0,0

**Статистика храпа**

Событие	Количество	Индекс	Распределение храпа по положениям тела
Храп	2	0,7	
<b>По положениям тела</b>			
На спине	2	0,7	
Не на спине	0	0,0	
На правом боку	0	0,0	
На животе	0	0,0	
На левом боку	0	0,0	


**Статистика SpO<sub>2</sub>**

Минимальный уровень SpO <sub>2</sub>	82	Средний уровень SpO <sub>2</sub>	98
--------------------------------------	----	----------------------------------	----

Событие	Количество	Индекс	Длит., мин	Ср. длит., с	Макс. длит., с
Десатурация	94	31,7	42	27	118
Критическое значение SpO <sub>2</sub>	0	0,0	0	0	0

SpO <sub>2</sub> по положениям тела				Распределение SpO <sub>2</sub> по положениям тела			
-------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Положение тела	Мин. SpO <sub>2</sub>	Средн. SpO <sub>2</sub>	Макс. SpO <sub>2</sub>
На спине	82	98	100
Не на спине	95	99	100
На левом боку	95	99	100
На правом боку	0	0	0
На животе	0	0	0




**Распределение значений SpO<sub>2</sub>**

Значения	100 - 94%	93 - 88%	87 - 80%	79 - 70%	69 - 60%	59 - 50%
Время (мин.)	173	4	0	0	0	0
Время (% от ОВА)	97,5	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0

**Уровень падения SpO<sub>2</sub>**

Значения	3 - 4%	5 - 10%	11 - 15%	16 - 70%
Количество	73	17	3	1



Статистика Кардио					
События ЧП	Кол-во	Индекс	Общ. длит., мин	Сред. длит., с.	Макс. длит., с.
Тахикардия	4	1,4	140	2107	5969
Брадикардия	0	0,0	0	0	0

Минимальный уровень ЧП	96	Средний уровень ЧП	110
------------------------	----	--------------------	-----

ЧП по положениям тела				Распределение ЧП по положениям тела																							
Положение тела	Мин. ЧП	Средн. ЧП	Макс. ЧП																								
На спине	96	110	127	<table border="1"> <caption>Распределение ЧП по положениям тела</caption> <thead> <tr> <th>Положение тела</th> <th>Мин ЧП</th> <th>Ср ЧП</th> <th>Макс ЧП</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>На спине</td> <td>96</td> <td>110</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>На левом боку</td> <td>99</td> <td>105</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>На правом боку</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>На животе</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Положение тела	Мин ЧП	Ср ЧП	Макс ЧП	На спине	96	110	127	На левом боку	99	105	119	На правом боку	0	0	0	На животе	0	0	0
Положение тела	Мин ЧП	Ср ЧП	Макс ЧП																								
На спине	96	110	127																								
На левом боку	99	105	119																								
На правом боку	0	0	0																								
На животе	0	0	0																								
Не на спине	99	105	119																								
На левом боку	99	105	119																								
На правом боку	0	0	0																								
На животе	0	0	0																								

Статистика Активаций					
Активации	Кол-во	Индекс	Длит., мин.	Ср. длит., с.	Макс. длит., с.
Автономная активация	261	88,1	38	9	40